


Berlenflex



Stabilisierungsmaterial thermoplastisch auf zwei Trägermaterialien (Vlies und Gaze)

- hoch beanspruchbar weil zähelastisch
- gut beschleifbar ohne Verschmieren
- leicht mit Schere oder Messer zu schneiden
- hautverträglich

| Material | Einsatzgebiete | Stärke in mm |
|-----------------|--|--------------|
| Berlenflex grau | Vorder-, Hinter- und Peronäuskappen, Einlagenbau, Bettungsversteifungen, Arthrodesenversorgung | 1,2 |
| Berlenflex weiß | | 1,8 |