


Auch die inneren Werte zählen



BAUMUSTERGEPRÜFTE  
EINLAGEN



## AUF SICHERHEIT GEPRÜFT

Die Einlagensysteme BASIC.AS und COMFORT.AS sind in Verbindung mit Sicherheitsschuhen folgender Firmen nach DIN EN ISO 20345/20356/20347 geprüft:

**SCHÜRR®**  
PROFI SHOES

Fon: 0 92 84 - 9 50 1-0  
Fax: 0 92 84 - 9 50 1-70  
www.schuerr.de



**LEMAITRE**

Fon: 0 52 46 - 83 83 4-0  
Fax: 0 52 46 - 83 83 4-20  
www.lemaitre-deutschland.de



Fon: 0 87 51 - 86 25-0  
Fax: 0 87 51 - 86 25-25  
www.haix.com



Ein Schritt *Sicherheit*

Fon: 02 03 - 5 19 79-0  
Fax: 02 03 - 5 19 79-79  
www.baak.de



Fon: 0 41 76 - 2 74 00 50  
Fax: 0 41 76 - 2 74 47 80  
www.arbesko.de

Die Liste der einzelnen Schuhmodelle finden Sie unter [www.springer-berlin.de](http://www.springer-berlin.de) im Downloadbereich.

RÜCKENSCHMERZEN?



KOPFSCHMERZEN?



ZWACKT DAS KNIE?



BRENNT DIE FUSSSOHLE?



 **SPRINGER**

 **SPRINGER**

Lengeder Straße 52  
13407 Berlin

Fon: 030 - 49 00 03-0  
Fax: 030 - 49 00 03-11

info@springer-berlin.de  
www.springer-berlin.de

## GESUND - ABER SICHER!

Da der Fuß das Fundament unseres Körpers ist, resultieren Schmerzen meistens aus Fehlstellungen wie Knick-, Senk-, Spreiz- oder Hohlfüßen sowie den sich ergebenden negativen Veränderungen in der Muskel- und Gliederkette.

Maßgefertigte BASIC.AS und COMFORT.AS verbessern Ihre Lebens- und Arbeitsqualität!

- ✓ Druckentlastung & Dämpfung
- ✓ Korrektur der Fußstellung
- ✓ Körperaufrichtung & Muskelbalance

## BASIC.AS

Konservative Bettungseinlage

MODELLE: 153 FINN static

GRÖSSEN: 35-50



### BAUMUSTERGEPRÜFTE EINLAGEN

Prüfkriterien erfüllt:

- ✓ Ableitfähigkeit
- ✓ elektrischer Durchgangswiderstand
- ✓ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- ✓ Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung

### INDIVIDUALISIERUNG

- ✓ Pronation
- ✓ Supination
- ✓ Verkürzungsausgleich
- ✓ Fersensporn
- ✓ Abrollhilfe



1

Hochwertiger  
EVA Weichschaum in 35 Shore A

2

Widerstandsfähiger  
Bezugsstoff STATEX

## COMFORT.AS

Konservative oder sensomotorische Fräseinlage

MODELLE: ESD 1-1, ESD 1-2  
ESD 2-1, ESD 2-2  
indikationsbezogene  
Modellierung in  
EASYCAD SOFTWARE  
GRÖSSEN: 35-50

### EASYCAD



- ✓ Messen, Analysieren mittels 2D Fußscan oder Pedographie
- ✓ Basismodell aus Bibliothek, Längsgewölbe, Pelotte, Retrocapitale und Zehensteg individualisieren
- ✓ Fertigung im SPRINGER FRÄSZENTRUM in 3 Tagen
- ✓ Comfort AS in Hightech-Maßfertigung