

PROPRIO.springi

Weichpolster-Kunststoff-Schalenrohling mit sensomotorischen POWERSPOTS



- Infospots aktivieren die Muskulatur
- Formstabiler Unterbau garantiert gute Fersenfassung
- Flexible Ränder lassen Druckschwielen keine Chance
- Geprüfte Materialqualität

Im Express-Service lieferbar: Modell 5130

Modell	Ausführung	Breite	Größen
5130 langsohlig	langsohlig, dünnes Polster, blauer Mikrofaserbezug	mittelbreit	19/20 – 35/36
5330 langsohlig	langsohlig, dünnes Polster, bunter Bärchentextilbezug	mittelbreit	19/20 – 35/36

Verarbeitung - Vorteil	Marketingservice
Durch punktuelle Erwärmung lässt sich die Position und die Höhe der sensomotorischen Impulsgeber spielend einfach verändern. Sie als Kinderspezialist haben mit PROPRIO.springi® endlich die Möglichkeit, den kindlichen Knicksenkfuß auch kostengünstig nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu therapieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Flyer, Dekosäule Shop, Schaufensterdeko

Wirkungsprinzip
<ul style="list-style-type: none"> • Abstützung unter dem Fersenbeinbalkon zur stärkeren Aktivierung der Schienbeinmuskulatur • Stabilisierung des Fußausserandes durch verstärkte Aktivierung der Wadenbeinmuskulatur • flächigerer Bodenkontakt für die Zehenkuppen