

PROPRIO.sport



PE-Weichpolster-Rohlinge mit sensomotorischen POWERSPOTS

- Aktivierung der Fußmuskulatur
- Richtige Bewegungsmuster erlernen
- Sportbedingte Beschwerden reduzieren
- Leistung steigern
- SG-schadstoffgeprüft

Im Express-Service lieferbar: Modell 128

Modell	Ausführung	Material	Größen
128	langsohlig, mittelbreit	<ul style="list-style-type: none"> • Orthosoft weiß 15 mm (PE 40 Shore) 	35 – 47/48
128 / 1 Modul	langsohlig, mittelbreit		35 – 47/48
128 / 3 Module	langsohlig, mittelbreit		35 – 47/48
129	langsohlig, breit		35 – 47/48

Zusatzausführung	Marketing-service
<ul style="list-style-type: none"> • blau • Microfaserbezug lose/fest in blau, orange, grün, rosa, schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Flyer, Dekosäule Shop, Schaufensterdeko

Module
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Modul - Fersenpolster lose aus Lunalastik • 3 Module - Fersen- und MFK-Polster lose aus Lunalastik

Wirkungsprinzip
<ul style="list-style-type: none"> • medialer POWERSPOT aktiviert die Tibialismuskulatur • lateraler POWERSPOT aktiviert als Gegenpunkt zur medialen Information den muskulären Steigbügel • retrokapitale Stütze und Zehensteg erzeugen eine Vorspannung im M. gastrocnemius; dieser entspannt sich • Rückfußschale stabilisiert den Calcaneus